Integração PlugPharma

A partir da versão 2.2.1.15 está disponível no Linx Farma Big o processo de "Integração PlugPharma".

O PlugPharma é a nova forma de integração com a <u>UltraPopular</u>, filiada à FEBRAFAR.

Por meio dessa ferramenta é possível conectar-se ao WebService que retorna os dados alimentados pela FEBRAFAR, agendando os horários desejados para se obter as listas de preços, os tabloides, os produtos alternativos e também enviar à FEBRAFAR os novos produtos cadastrados, bem como os arquivos com as movimentações diárias de entradas e vendas.

Essa integração será feita por meio dos programas Integracoes.exe e IntegracaoPlugPharma.exe, e deverão ser configurados para que as execuções sejam corretas.

NO LINX FARMA BIG

Vá ao menu Cadastros > Usuários > Usuários e pesquise o usuário que terá a permissão para acessar a integração digitando o nome ou o código do usuário e Θ clique em Pesquisar (F3)

Em seguida vá ate a aba Permissões Supervisor e na opção Permitir Habilitar Integrações e coloque S para liberar.

Lisuário: LISUARIO LINX BIG					 		
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração							
Usuários		-	+	*	0	×	2
Grade (Shift+F3) Edição (F2) Integrações							
Dados Permissões Supervisor Metas por Grupo Comissão Compras Anotações							
Pesquisar Modulo							
1							
Módulo	Liberado?				 		~
PERMITIR FINALIZAR A ANALISE DA MATÉRIA-PRIMA	S						
PERMITIR FINALIZAR ENTRADA COM PRECO FORA DO PERCENTUAL DE TOLERÂNCIA	S						
PERMITIR GERAR SNGPC COM PROD. EM CONFERÊNCIA DE ENTRADA	S						
PERMITIR GRANDES QUANTIDADES NA TELA DE VENDAS (*)	S						
PERMITIR HABILITAR INTEGRAÇÕES	N	-					
PERMITIR INFORMAR LOTES MANUALMENTE (CONTROLADOS)	S						
PERMITIR INFORMAR LOTES MANUALMENTE (VALID./LOTE)	S						
PERMITIR INICIAR ENTREGA SEM CONFERÊNCIA	s						
PERMITIR MANUTENCÃO HISTÓRICO CUSTO MÉDIO	S						
PERMITIR MANUTENÇÃO SAT-CFE	s						
PERMITIR PROCESSAMENTO DE XML NFE JÁ VINCULADO A ENTRADAS	S						
PERMITIR QTDE. E VALOR UNITÁRIO COM LIMITES ULTRAPASSADOS	s						
PERMITIR RECEBER MERCADORIAS - TELA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS	S						
PERMITIR RECUSAR O RECEBIMENTO DE NF-E/XML - TELA DE MANUTENÇÃO DE XML DE E	s						
PERMITIR RECUSAR O RECEBIMENTO DE NF-E/XML - TELA DE RECEBIMENTO DE MERCADO	S						
PERMITIR RECUSAR TOTAL DO ITEM	S						
PERMITIR RESTAURAR INVENTÁRIO	s						
PERMITIR TRANSF. DE PRODUTO CONTROLADO / ANTIMICROBIANO	S						
PERMITIR VENDA DE PRODUTO NÃO ENQUADRADO OLHO IMPOSTO	S						~
Opcões							_
Destination for the second sec							
Replicar Permissoes							
Código Nome					0	Pesquis	ar (F3)
					F	Imprimi	ir (F9)
Registros encontrados: 4					 		

Figura 01 - Usuários

CONFIGURAÇÃO

Abra o executável Integracoes.exe que se encontra na pasta de instalação padrão do Linx Farma Big (C:\SistemaBIG), e ao lado do relógio será exibido o ícone do integrações.



Figura 02 - BIG integrações



Clicando 2x (duas vezes) no ícone era exibida a tela de configurações.



Figura 03 - Integrações Linx Farma Big - PlugPharma

Para o funcionamento desse programa será necessário 🔍 clicar na opção '**R** Habilitada'', porém ao selecionar essa opção será exibida a tela de login/senha de usuário. O usuário precisa ter em seu cadastro a Senha de Supervisor e ter a permissão para o procedimento (de acordo com Figura 01 acima).

👸 Configurações 🛛 🗙						
Configurações da Integração						
Dados Agendamento de Rotinas						
Cód. PlugPharma Cód. do Associado Cód. Servidor						
Código da Associação CNPJ da Associação Versão Layout						
Consulta on-line da configuração						
Tipo de Atualização de Preços						
-						
Usuário utilizado na integração Qtde. Dias (Arq. Mov.)						
Usar o mesmo esquema de grupos de produtos retornados pelo PlugPharma						
Atualizar Pço Compra Un. com Preço Fábrica ao Consultar Preços						
🗌 Atualizar Und. por Cx. com Fator ao Consultar Preços						
🔲 Executar em ambiente de homologação						
Confirmar (F3) Cancelar (ESC)						

Figura 04 - Configurações da integração

Algumas das informações constantes nessa tela são fornecidas pelo PlugPharma, tais como:

- Código PlugPharma
- Código do Associado
- Cód. Servidor
- Código da Associação

- CNPJ da Associação
- Versão Layout

Ocicando no botão Consulta on-line da configuração, será retornado preenchendo os mesmos campos acima.

No campo *Tipo de Atualização de Preços* ao Oclicar no botão 🔽 serão exibidas as opções abaixo:

Tipo de Atualização de Preços	
	-
Atualizar Preço do Cadastro de Produtos	
Atualizar Preço Filial	
Atualizar Preço Filial e Preço do Cadastro de Produtos	

Figura 05 - Opções tipo de atualização de preços

- No campo Usuário utilizado na integração pode-se selecionar o usuário a partir do cadastro de usuários do sistema.
- Também existe a possibilidade de Usar o mesmo esquema de grupos de produtos retornados pelo PlugPharma, onde essa função sincroniza os grupos de produtos do Linx Farma Big com o PlugPharma.
- A função Executar em ambiente de homologação é utilizada somente para testes.

Ao finalizar a configuração na aba Dados, torna-se necessário configurar o agendamento das tarefas da integração, 🕒 clique na aba Agendamento de Rotinas, e será exibida a tela.

👸 Configurações	×
Configurações	da Integração
Dados Agendamento de Rotin	as
Consulta de Produtos Alternativos Consulta de Preços	Agendamento das rotinas Horário 12:00
Consulta de Tabloides	
Consulta de PBMs	
Consulta de Produtos no Ecommerce	
Atualiza estoque de Prod. no Ecommerce	
Enviar arquivos de movimentação	Horário de agendamento 12:00
Essas rotinas não podem se note	r executadas no escritório ou ebook
🖋 Confirma	r (F3) X Cancelar (ESC)

Figura 06 - Agendamento de rotinas

() Verifique sempre se os campos Consultas de Produtos no Ecommerce e Atualiza estoque de Prod. no Ecommerce estão marcados.

Se estiverem marcados, será necessário desfazer a marcação.

• Consulta de Produtos Alternativos: Função que retorna os produtos similares a um produto selecionado;

- Consulta de Preços: Efetua a consulta de acordo com o parâmetro escolhido na aba Dados;
- Consulta de Tabloides: Busca informações de caderno de ofertas do PlugPharma;
- Consulta de PBMs: Realiza a consulta de acordo com a necessidade;
- Enviar arquivos de movimentação: Envio do arquivo diário de movimentações;

É necessário agendar o horário que serão realizadas as rotinas, para tanto, é aconselhado que essa configuração seja feita num computador onde não seja desligado, e os horários sejam fora do horário de funcionamento da loja.

Essa configuração deve ser feita apenas em 1 (um) computador, e depois de ativado não pode ser desinstalado.





e retornará a tela da Figura 02 acima, em seguida no botão

e será exibida a tela de integração do PlugPharma.

🕑 Per	ndente Processa	amento	j	🕞 Iniciada	💟 Aguardando) Processado	Processamento PlugPt com Erro	narm
Históri	co de Ativ	vidades	Arquivos de	Movimentação			
	Ativ. ID	Data/Ho	ira	Descrição	Data/Hora Início	Data/Hora Fim	^
	2387	12/07/2	019 12:00:31	Envio de Estoques - Ecommerce	12/07/2019 12:23:36	12/07/2019 12:23:36	
	2386	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Produtos - Ecommerce	12/07/2019 12:23:35	12/07/2019 12:23:36	
	2385	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de PBMs	12/07/2019 12:23:35	12/07/2019 12:23:35	
\odot	2384	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Tabloides	12/07/2019 12:23:35	12/07/2019 12:23:35	
	2383	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Preços	12/07/2019 12:05:11	12/07/2019 12:05:12	
\bigcirc	2382	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Prod. Alternativos	12/07/2019 12:00:31	12/07/2019 12:05:11	
	2381	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de PBMs	12/07/2019 08:26:49	12/07/2019 08:26:54	
\odot	2380	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de Tabloides	12/07/2019 08:26:49	12/07/2019 08:26:49	
	2379	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de Preços	12/07/2019 08:21:22	12/07/2019 08:21:22	
\odot	2378	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de Prod. Alternativos	12/07/2019 08:15:45	12/07/2019 08:21:22	
	2375	11/07/2	019 13:43:35	Envio de Estoques - Ecommerce	11/07/2019 13:43:38	11/07/2019 13:43:38	
\bigcirc	2374	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de Produtos - Ecommerce	11/07/2019 13:43:37	11/07/2019 13:43:38	
	2373	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de PBMs	11/07/2019 13:43:37	11/07/2019 13:43:37	
\bigcirc	2372	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de Tabloides	11/07/2019 13:43:37	11/07/2019 13:43:37	
	2371	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de Preços	11/07/2019 13:43:36	11/07/2019 13:43:36	~
							_

Figura 07 - Integração PlugPharma

Nesta tela serão exibidas as atividades configuradas anteriormente na Figura 06 acima, bem como os horários de início e fim de processamento e o Status dessa atividade, descrito na legenda.

Também é possível fazer a execução dessas atividades manualmente através do botão

🔐 Ferramentas 👻

	Consultar Produtos Alternativos
	Consultar Lista de Preços
	Consultar Tabloides
	Consultar PBMs
	Enviar Arquivo de Movimentações/Carga Inicial
	Forçar Carga Inicial Retroativa
	Consultar Lista de Produtos
	Lista de Produtos - Arquivo
	Consultar Lista de Produtos - Ecommerce
	Atualizar Estoque de Produtos - Ecommerce
_	Executar Atividades Pendentes

🔐 Ferramentas 🕶

Figura 08 - Ferramentas

Consultar Produtos Alternativos - Função que retorna os produtos similares a um produto selecionado.

- Consultar Lista de Preços A atualização da Lista de Preços da-se na verificação do PMC (*Preço Máximo ao Consumidor*), que é o preço de venda no Sistema Linx Farma Big, se o preço estiver igual a 0 (zero) assume-se automaticamente o preço do PMC do PlugPharma, após isso calcula-se a diferença lançando um desconto para que os preços de venda a vista se mantenham iguais.
- ConsultarTabloides Os tabloides são os cadernos de ofertas, onde é preenchido automaticamente os dados de início e fim de promoção.
- Consultar Lista de Produtos

Para saber mais sobre como Consultar Lista de Produtos, acesse o artigo Atualização Geral de Produtos - Plugpharma.

Ao finalizar o processo de atualização de produtos, realize uma alteração linear no campo *Inativo*, na tela de cadastro de produtos, para isso filtre todos os produtos na tela e localize o campo Inativo e O clique com o botão direito do mouse no campo e escolha a opção *alteração linear* e mude o campo para "N".

Os produtos liberados e perfumaria (que a UltraPopular não controla) virão com preços R\$ 0,00, também deverá ser feito uma alteração linear para R\$ 0,01.

• Executar Atividades Pendentes - Finaliza atividades que estejam pendentes no sistema.

A Na opção Enviar Arquivos de Movimentações/Carga Inicial a carga inicial é feita com os dados do produto, lote, fabricantes e fornecedores.

Dúvidas sobre os Tabloides ? Verifique o artigo Manual de Consulta a Tablóides.

Nos casos onde o Status da Atividade estiver com erros, será exibido na tela, sendo possível Oclicar 2 x (duas vezes) com o mouse ou então com o O botão direito do mouse e escolha a opção

Visualizar mensagem

Pen Em I	dente Processa	amento		Iniciada Processado com Sucesso	过 Ag 🥥 Pro	uardando cessado	Processamento PlugPh com Erro	a
istóric	o de Ativ	idades	Arquivos de	Movimentação				
A	tiv. ID	Data/Ho	ra	Descrição	Data/Hora I	nício	Data/Hora Fim	Π
\bigcirc	2387	12/07/2	019 12:00:31	Envio de Estoques - Ecommerce	12/07/2010	10.00.00	10/07/0010 10 00 00	۲
٢	2386	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Produtos - Ecommerce	12/07/2	Visua	lizar mensagem	
\bigcirc	2385	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de PBMs	12/07/2019	12:23:35	12/07/2019 12:23:35	
\bigcirc	2384	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Tabloides	12/07/2019	12:23:35	12/07/2019 12:23:35	
\bigcirc	2383	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Preços	12/07/2019	12:05:11	12/07/2019 12:05:12	
\bigcirc	2382	12/07/2	019 12:00:31	Consulta de Prod. Alternativos	12/07/2019	12:00:31	12/07/2019 12:05:11	
\bigcirc	2381	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de PBMs	12/07/2019	08:26:49	12/07/2019 08:26:54	
\bigcirc	2380	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de Tabloides	12/07/2019	08:26:49	12/07/2019 08:26:49	
\bigcirc	2379	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de Preços	12/07/2019	08:21:22	12/07/2019 08:21:22	
\bigcirc	2378	12/07/2	019 08:15:40	Consulta de Prod. Alternativos	12/07/2019	08:15:45	12/07/2019 08:21:22	
\bigcirc	2375	11/07/2	019 13:43:35	Envio de Estoques - Ecommerce	11/07/2019	13:43:38	11/07/2019 13:43:38	
	2374	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de Produtos - Ecommerce	11/07/2019	13:43:37	11/07/2019 13:43:38	
\bigcirc	2373	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de PBMs	11/07/2019	13:43:37	11/07/2019 13:43:37	
\bigcirc	2372	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de Tabloides	11/07/2019	13:43:37	11/07/2019 13:43:37	
\odot	2371	11/07/2	019 13:43:35	Consulta de Preços	11/07/2019	13:43:36	11/07/2019 13:43:36	

👸 PlugPharma - Mensagens	×
PlugPharma - Mensagens de retorno	
Mensegem	
	Fechar (ESC)

Figura 09 - Verificação de erros

No botão Configurações/Agenda é exibida a tela conforme *Figura 03* e *Figura 05* acima.

Inconsistências

A opção de Inconsistências do PlugPharma também podem ser visualizadas através do menu *Utilitários > Verificar Inconsistências PlugPharma*, onde verifica-se as inconsistências no Envio de Produtos bem como nos Arquivos de Movimentação.

💐 Inconsistências - PlugPharma			×
Inconsistências - PlugPharma	✗ Registros com erros (impede o envio) ▲ Registros com alertas (não impede o envi	F5 - Marcar/Desmarcar [F6 - Marcar todos 0) F7 - Desmarcar todos	Duplo-Clique - Marcar/Desmarcar
Inconsistências - Arquivo de Carga Inicial/Movimentação			
Produtos Fabricante Fornecedor Usuário (Colaborador) Mé	édico (Prescritor) Cliente (Pessoa)		
$\ensuremath{\mathfrak{S}}$ Visualizar erros e alertas $\ensuremath{\mathbb{C}}$ Visualizar apenas erros $\ensuremath{\mathbb{C}}$	Visualizar apenas alertas Filtrar Erro/Alerta		•
Usuário ID Usuário	Mensagem de Erro		
			Abrir Cad. Usuário (F2)
			Fechar (ESC)

Figura 10 - Inconsistências PlugPharma

Em seguida, vá até o menu *Cadastros > Produtos > Produtos*.

Escolha o menu Filtro > Produtos cadastrados pelo PlugPharma.

Para exibir a lista desses produtos, onde deverão ser analisados um a um, pois os mesmos não possuem o Cadastro Fiscal, e para isso permanecem com o Status de I (Inativo), aguardando a analise.

Produto: 123 - ATLANSIL 10	0MG 2	20CPR								
Navegação Manutenção	Filtro	Exportar	Configuração	Utilitá	rios					
Produtos		Cancelar Filt	ro							
Grade (Shift+F3) Edição (F2)		Gravar Filtro								
Últ. Entrada Estoque		Ler Filtro								oratór
		Produtos cor	m Código de E	arras inv	álido					ŝ
		Produtos não	o Vendidos							
		Produtos co	m desconto po	or quantio	dade					
		Produtos co	m divergência	no estoq	ue de lotes					
		Produtos co	m preço filial							
	_	Produtos co	m CST de PIS o	liferente	de CST de COFINS					
	_	Produtos cao	dastrados pelo	PlugPha	rma					
		Producos Co	ntrolados / An	umicrob	ands (SINGPC)					
		Produtos co	m NCM de me	dicamen	to cujo cadastro po	de necessita	r de revisão (NF-e	≥ 4.00)		
	_	Produtos co	m NCM de pro	duto fari	macêutico cujo cada	istro pode n	ecessitar de revis	ăo (NF-	·e 4.00)	
<										>
Código Descrição					<u>B</u> arras	Principio	Ativo			
		1	1					•	Vesquisar ((F3)
Especificações Grupos	!	abricantes	Cad. <u>O</u> fertas	🗌 Visu	alizar produtos com C	ód. Barras ge	erado pelo Sistema		Imprimir (F	9)
Registros encontrados: 1										

Figura 11 - Filtro

Ao escolher o menu Filtro > Produtos cadastrados pelo PlugPharma, será exibido a tela abaixo:

🔩 Filtro - Produtos Cad. PlugPharma	×
Informe a data mínima de Cada	stro
Data 15/07/2019	
Confirmar (F3)	(ESC)

Figura 12 - Lista de produtos cadastrados pelo PlugPharma

No cadastro de produtos ainda é possível consultar os dados do produto.

Para isso filtre o produto desejado pelo nome ou pelo código de barras, clique no botão Pesquisar (F3), e aparecerá na tela o produto desejado, em seguida no menu Utilitários > Consultar dados do Produto - PlugPharma.

Será aberto a tela com os dados do produto selecionado para verificação.

146 Produtos		
Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração	Utilitários	
Produtos	Acompanhamento do Produto Ctrl+F5	l 🛃
Grade (Shift+F3) Edicão (F2)	Histórico Custo Médio Ctrl+P	<u> </u>
Últ. Entrada Estoque Barras Descrição	Relatório de Estoque de Lotes	e - Laboratór
	Rastreabilidade de Lotes	
	Relatório de Produtos sem Substituição Tributária	
	Oferecer Produtos Ctrl+F8	
	Importar NCMs de NF-e's	
	Consultar Dados do Produto - PlugPhama	
	Consulta de dados Plugpharma geral	
	Auditoria do cadastro de produtos	
<		>
Código Descrição	Barras Principio Ativo	
		quisar (F3)
<u>Especificações</u> <u>Grupos</u> <u>Fabricantes</u> Cad. <u>O</u> fertas	Visualizar produtos com Cód. Barras gerado pelo Sistema	primir (F9)
Registros encontrados: 0		

Figura 13 - Utilitários

Após ser configurado o programa de Integrações, ao abrir o Linx Farma Big, será exibido uma mensagem para enviar a Carga Inicial.



Figura 14 - Carga inicial

Os procedimentos de integração são feitos automaticamente, de acordo com as tarefas agendadas.

Nos casos onde houver algum problema onde não for possível o envio dos dados ou a concretização das tarefas será exibido o alerta.



Figura 15 - Alerta de Falta de Movimentação PlugPharma

() Alguns campos são obrigatórios nos cadastros para que a integração possa ser feita corretamente, dentre eles:

- Fornecedores campos CNPJ e CIDADE
- Fabricantes campo CNPJ

Para uso de Implantadores.	
Treinamenular.docx	
Treinamendianadex	